

## Podo Q

Micromotore brushless con aspirazione integrata robusto ed affidabile. Il pannello di controllo con tecnologia touch è intuitivo e semplice nell'utilizzo. Le impostazioni di velocità (da 5.000 a 35.000 RPM) e potenza di aspirazione possono essere memorizzate in 3 diversi programmi. Il motore di aspirazione, anch'esso brushless, può essere regolato a 3 diverse velocità ed è molto silenzioso. Il manipolo, leggero e maneggevole, è semplice nella sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

codice

prezzo

3850168

€1557,00

3950191 (sacchetto  
filtro - confezione da  
10 pezzi)

€32,00

### Dati tecnici Micromotore

Dimensioni	300x270x110 mm
Peso	2,3 kg
Alimentazione	95-265 V 50-60 Hz

### Dati tecnici Manipolo

Velocità	5000- 35000 rpm
Lunghezza	135 mm
Diametro	25 mm
Motore manipolo	Brushless
Peso	180 g

### Sacchetti filtro (ricambio)



tecnica  
aspirazione



memorie  
velocità



disinfezione  
facile





Manipolo leggero e maneggevole con tasto ON/OFF per attivazione

Display con info utili



Cambio filtro facile

Particolare manipolo

Tasto ON/OFF per attivazione

