

## SPR<sup>4</sup>

Il micromotore SPR<sup>4</sup> con getto d'acqua si distingue per il suo design moderno e la tecnologia avanzata. Il micromotore brushless è potente, silenzioso, senza vibrazioni ed affidabile. La nebulizzazione fine consente di lavorare con acqua distillata senza l'utilizzo di alcool. La velocità del motore può essere regolata da 6.000 a 40.000 rpm e viene mostrata sul display digitale dell'unità. Inoltre è disponibile un comando a pedale opzionale per l'attivazione del micromotore. Filtro dell'acqua nel serbatoio e funzione di pulizia automatica del circuito idrico. Power Clamping System: sistema di serraggio delle frese forte e duraturo.

codice	prezzo
3950597	€ 1750,00
3950253 (pedale)	€ 49,00

### Dati tecnici Micromotore

Dimensioni	282x133x190 mm
Peso	3,5 kg
Sistema spray	Hadewe Vaporizing Spray (200 ml serbatoio)
Alimentazione	230 V 50Hz
Pedale	Opzionale

### Dati tecnici Manipolo

Velocità	6000- 40000 rpm
Lunghezza	143 mm
Diametro	17- 22 mm
Sistema di bloccaggio	Hadewe Power Clamping
Motore manipolo	Brushless
Peso	120 g
Dimensione gambo fresa	Ø 2,35 mm

### Pedale ON/OFF (opzionale)





Manipolo spray



- Serbatoio rimovibile e lavabile  
con filtro

Manipolo spray

